


NEUE
MODELLE

THERAPIESCHUHE

2022

FRÜHJAHR & SOMMER 2022 – ORTHESENSCHUHE IM 2- UND 3-WEITENSYSTEM UND ANTIVARUSSCHUHE



INHALT

IM FOKUS 3

SANDALEN UND BALLERINAS 7

3-WEITENSYSTEM

NOVARA LIGHT	8
FARFALLA LIGHT	9
RAVENNA LIGHT	9
LUCCA LIGHT	10
SIENA LIGHT	11
FLORIDA LIGHT	12
TEXAS LIGHT *	13

2-WEITENSYSTEM

COMO CAMO	14
MILANO 2 *	15
BARI	15
ANCONA	16
OLBIA	17
SAFARI	17
BERGAMO	18
GENUA	19
BIBIONE	19

BOA HALBSCHUHE 21

3-WEITENSYSTEM

NEW MAIA LIGHT	23
BARREIRO LIGHT	24
LAGOS LIGHT	25
PORTO LIGHT	25
MONTIJO LIGHT	26
ALMADA LIGHT	27
FARO LIGHT	28
LISSABON LIGHT	29
CORDOBA LIGHT	29

HALBSCHUHE 31

3-WEITENSYSTEM

NEW OKLAHOMA	32
NEW MAINE	33
LEXINGTON LIGHT	34
MADISON LIGHT	35
UTAH LIGHT	36
IOWA LIGHT *	37
GEORGIA LIGHT	37
OHIO LIGHT	38
OHIO	39

2-WEITENSYSTEM

NEWPORT LIGHT	40
SWANSEA LIGHT	40
COVENTRY LIGHT	41
MANCHESTER *	41
SACRAMENTO LIGHT	42
MODENA LIGHT	43
ILLINOIS	43
INDIANA	44
PORTLAND	44
WASHINGTON	45
VENICE 2	46
RIVA 2	47
LIVORNO	48
SAN REMO	49

HALBSTIEFEL 51

3-WEITENSYSTEM

ARIZONA	52
LOUISIANA	53
KENTUCKY	54
KANSAS	55
VIRGINIA	55
ALABAMA LIGHT	56
MICHIGAN LIGHT	57
OREGON LIGHT *	58
MONTANA LIGHT	59
NEW JERSEY 2	59

2-WEITENSYSTEM

KINGSTON	60
WIEN *	61
DALLAS *	61

INFORMATIONEN 63

ORTHESENSCHUHE	64
ANTIVARUSSCHUHE	67
GRÖßENBESTIMMUNG	68
»EXTRALIGHT« UNTERWEGS	71
SOHLEN FÜR BESTE BODENHAFTUNG	72

ÜBERSICHT 74

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

UNSERE NEUHEITEN IM FRÜHJAHR 2022



MAIA LIGHT
Seite 23



OKLAHOMA
Seite 32



MAINE
Seite 33

UNSER ONLINE-SHOP

WWW.PERPEDES.DE

FÜR FACHHÄNDLER: BESTELLEN EINFACH GEMACHT!




Ordern Sie Ihr gewünschtes Therapie-
schuh-Modell wann und wo Sie wollen:
ganz einfach online, bequem am Tablet
oder Rechner. Natürlich versandkostenfrei.

NEUER VERFÜGBARKEITSCHECK



Einfach zu bedienen und verlässlich. Prü-
fen Sie jederzeit im Online-Shop, ob Ihr
gewünschtes Therapieschuhmodell
an Lager liegt.




AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!

Da die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, ist bei den Perpedes Therapieschuhen auch in puncto Verschluss für jeden Kunden etwas dabei. Mit allen Verschlussarten gelingt darüber hinaus ein besonders schnelles und einfaches An- und Ausziehen. Therapieschuhe mit dem innovativen BOA Fit® System ermöglichen sogar einen nahezu barrierefreien Einstieg.



REIßVERSCHLUSS

Zwei seitlich platzierte Reißverschlüsse sorgen für einen besonders weiten und einfachen Einstieg. Mit zusätzlicher Schnürung für die Weitenregulierung und für den optischen Effekt.




KLETTVERSCHLUSS

Unsere Modelle mit Klettverschluss sind die ideale Lösung bei motorischen Einschränkungen: Einfach zu greifen sowie schnell und weit zu öffnen bzw. zu schließen.

BOA® FIT SYSTEM


Innovativ und bewährt: Durch die weite Öffnung mit Heckeinstieg ist man sofort startklar und kann sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren.

Details auf Seite 22.



SCHNÜRUNG

Unsere klassischen Schnürer lassen sich mit eigenen Schnürsenkeln ganz einfach und kreativ ans individuelle Outfit anpassen.



ANTIVARUSSCHUHE

Zur Behandlung von kindlichen Sichelfüßen, rezidiven und postoperativen Klumpfüßen und zur Gewährleistung eines physiologisch korrekten Gangbildes sind unsere Antivarus Schuhe ideal geeignet.

Sie sind zudem bekannt für ihre bequeme Passform sowie eine besonders hochwertige Material- und Verarbeitungsqualität. Unsere NS Modelle können Sie ergänzend als kontralaterale Antivarusschuhe einsetzen.

Weitere Details zu unseren Antivarus Schuhen finden Sie ab Seite 67.



AV TIPP: Hier im Katalog erkennen Sie geeignete Modelle ganz leicht durch das Symbol „AV“ auf blauem Hintergrund.

TIPP: UNSERE AUSLAUFMODELLE


Modelle, die nicht mehr in allen Weiten und Größen verfügbar sind, erkennen Sie im vorliegenden Katalog ganz leicht an dem grünen Stern neben den Artikelnamen, dem rautenförmigen Hinweis mit QR-Code sowie und dem Hinweistext unten auf der jeweiligen Seite.

Hier empfehlen wir Ihnen vor dem Kauf, den verfügbaren Bestand der gewünschten Variante zu überprüfen: am besten online im neuen Verfügbarkeitscheck.



VERFÜGBARKEIT
ONLINE PRÜFEN





SANDALEN UND BALLERINAS

Bequem, modern und luftig – das sind die vielseitigen Sandalen und Ballerinas von Perpedes. Die zahlreichen Modelle lassen Deine Füße atmen, bieten festen Halt und sorgen dank der praktischen Klettverschlüsse für ein einfaches An- und Ausziehen. Die ausgezeichnete Verarbeitung hochwertiger Materialien sorgt für einen hohen Komfort und viel Freude am neuen Paar Schuhe.

NOVARA LIGHT

Seite 8



SANDALEN UND BALLERINAS

3-WEITENSYSTEM

NOVARA LIGHT



Glanzvoller Auftritt – dieser edle Ballerina mit Sternenprint und glänzenden Applikationen aus Lackleder setzt nicht nur gekonnt in Szene, dank EXTRALIGHT Sohle und Klettverschluss ist ein hoher Tragekomfort garantiert.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
O2CA	OT2	20 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
O5CA	OT5	20 – 42	
O8CA	OT8	25 – 42	



FARFALLA LIGHT



Verspielte Leichtigkeit - Farfalla Light verzaubert mit wundervollem Design und überzeugt mit leichter Extralight Sohle sowie hochwertigem Glattleder mit Schmetterlingen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02AW	OT2	20 – 38	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
05AW	OT5	20 – 38	

3W

RAVENNA LIGHT



Detailverliebt – der rote Glattleder Ballerina ist dank Extralight Sohle ein echtes Leichtgewicht. Die floralen Details sorgen für den Wow-Effekt.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02AR	OT2	20 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
05AR	OT5	20 – 42	

3W

LUCCA LIGHT



Für den perfekten Sommer – die Trekkingsandale, die alles vereint: coole Optik, federleicht, hoher Komfort, fester Halt und hochwertige Materialien.

ART.-NR.	TYP	GRÖÙE	SOHLE
O2AV	OT2	22 – 45	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
O5AV	OT5	22 – 45	
O8AV	OT8	25 – 45	



SIENA LIGHT



Zarte Töne – die Sandale begeistert in angesagten Pastellfarben und farbenfrohen Details, genieße die Leichtigkeit des Sommers.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02AX	OT2	22 – 40	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
05AX	OT5	22 – 40	
08AX	OT8	25 – 40	



FLORIDA LIGHT



Wie der Name schon sagt, ist diese pink farbene Sandale aus Glattleder der perfekte Begleiter für sonnige Tage.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
O2AL	OT2	20 - 42	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
O5AL	OT5	20 - 42	
O8AL	OT8	25 - 42	



TEXAS LIGHT *



VERFÜGBARKEIT
ONLINE PRÜFEN



Dank Extralight Sohle ist die Römersandale aus Glattleder in warmem Grau ein echtes Leichtgewicht. Perfekt für warme Sommertage.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02AK	OT2	20 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
05AK	OT5	20 – 42	
08AK	OT8	25 – 42	



* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

SANDALEN UND BALLERINAS 2-WEITENSYSTEM

COMO CAMO



Bestseller – diese braun/schwarze Sandale aus Nubukleder ist der unangefochtene Liebling unserer Kunden.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
OT63	OT	24 – 45	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS63	NS	24 – 45	
AV63	AV	24 – 40	



MILANO 2 *



VERFÜGBARKEIT
ONLINE PRÜFEN

Unikat – jeder Schuh dieses Modells bekommt dank des gewachsenen Glattleders eine ganz individuelle Optik. Die Kombination mit Mesh-Einsätzen lässt die Füße atmen.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
OT64	OT	24 – 40	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige
NS64	NS	22 – 40	
AV64	AV	22 – 40	



BARI



Meerestiefe – die marineblaue Sandale aus Nubukleder gibt auch an Sommertagen festen Halt. Die Kombination mit Mesh-Einsätzen lässt die Füße atmen.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
OT66	OT	22 – 38	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS66	NS	22 – 38	

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

ANCONA



Diese lässige Sandale aus Glattleder in warmem Grau mit Klettverschluss bietet festen Halt, ohne die Füße einzuengen.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
OTAS	OT	24 - 45	EVA-Sohle, schwarz
NSAS	NS	24 - 42	

OLBIA



Beerig – diese luftige Sandale bietet festen Halt an heißen Sommertagen. Das Innenfutter aus DryFeet Material ist feuchtigkeitsabsorbierend.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OTAP	OT	24 – 42	EVA-Sohle, schwarz
NSAP	NS	24 – 42	

SAFARI



In die Sandalen, fertig, los! Diese Sandale ist dank Klettverschluss der perfekte Begleiter für einen langen Tag, die Riemen sind einfach an die individuelle Fußform anzupassen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OT21	OT	20 – 45	EVA-Sohle, schwarz
NS21	NS	18 – 40	
AV21	AV	18 – 38	

BERGAMO



Daily – die braune Sandale aus Nubukleder mit Klettverschluss wird zum neuen Alltagsliebbling.

ART.-NR. TYP GRÖÖE SOHLE

OT68	OT	20 – 45	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige
NS68	NS	18 – 45	
AV68	AV	18 – 40	



GENUA



Blumige Details – diese rot/beige farbene Sandale aus einer Glatt- und Nubukleder Kombination ist perfekt für einen schönen Sommertag.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OT34	OT	20 – 40	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige
NS34	NS	18 – 40	
AV34	AV	18 – 40	




BIBIONE



Mädchentraum – die Kombination aus Beige und Rosa mit Blümchenapplikationen ist ein wahres Highlight. Der Clou: das gewachste Nubukleder begeistert im angesagten Used Look!

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OT67	OT	20 – 40	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige
NS67	NS	18 – 40	





BOA HALBSCHUHE

Schuhanzieher und Schuhe binden – das war gestern. Dank des innovativen Boa® Fit Systems und der weiten Öffnung mit Heckeinstieg ist man sofort startklar und kann sich auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Unser umfangreiches Sortiment umfasst Sneaker in verschiedensten Material- und Farbkombinationen. Finde jetzt das passende Modell nach Deinem Geschmack.

MAIA LIGHT

Seite 23

NEU

BOA HALBSCHUHE

HALBSCHUHE

HALBSTIEFEL

INFORMATIONEN

ÜBERSICHT

SCHNÜREN WAR GESTERN


BOA®

Boa Fit System Vorteile


- Einhändige Nutzung
- Schnelles und einfaches An- und Ausziehen
- Millimetergenaue Einstellung für eine präzise, individuelle Passform
- Sicherer Halt dank gleichmäßigem Zug über die gesamte Schnürfläche
- Witterungsbeständiger als z.B. Klettverschluss
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien



LOCKERN:
DREHVERSCHLUSS AUFZIEHEN,
ZUNGE NACH VORNE DRÜCKEN



FESTZIEHEN:
ZUM EINRASTEN DRÜCKEN,
DREHEN ZUM FESTZIEHEN



BOA HALBSCHUHE
3-WEITENSYSTEM

MAIA LIGHT



LIEFERBAR AB
APRIL 2022

Pink up your life – dieser pinkfarbene Sneaker setzt auf eine hochwertige Kombination aus Glattleder und Textilmaterial. Dank des praktischen Boa Fit Systems ist ein einfaches Öffnen und Schließen der Schuhe garantiert.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE	
02BJ	OT2	26 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, weiß	
05BJ	OT5	26 – 42		
08BJ	OT8	26 – 42	Lieferbar ab April 2022	

BARREIRO LIGHT



BIS
GRÖÙE 48

All time classic – Barreiro Light kombiniert neben dem funktionalen Boa Schnellverschluss die flexible und leichtgewichtige Extralight Sohle und qualitativ hochwertige Leder in einem Modell. Der Heckeinstieg ermöglicht zudem eine weite Öffnung zum problemlosen An- und Ausziehen der Schuhe.

ART.-NR.	TYP	GRÖÙE	SOHLE
02BI	0T2	26 – 48	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
05BI	0T5	26 – 48	
08BI	0T8	26 – 48	

3W

LAGOS LIGHT



REFLEKTIERENDE STREIFEN:
FÜR MEHR SICHERHEIT UND STYLE.

Sportlich im Alltag – die reflektierenden Streifen geben diesem Sneaker den sportlichen Touch und mehr Sicherheit bei Nacht. Dank des Boa Fit Systems ist dieses Modell die perfekte Wahl, wenn es schnell gehen muss. Punkten kann dieser Sneaker mit einem weiten Einstieg und der leichten EXTRALIGHT Sohle.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02BF	OT2	26 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
05BF	OT5	26 – 42	
08BF	OT8	26 – 42	

3W

PORTO LIGHT



BIS
GRÖßE 48

Black is beautiful – dieser moderne Sneaker aus einer Nubuk- und beschichteten Leder-Kombination überzeugt mit weitem Heckeinstieg und dem seitlich platzierten Boa Fit System.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02BB	OT2	26 – 48	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
05BB	OT5	26 – 48	
08BB	OT8	26 – 48	

3W

MONTIJO LIGHT



BOA®

LATERALES BOA® FIT SYSTEM



Gegensätze ziehen sich an – dunkelblaues Nubukleder gepaart mit auffallend grünen Akzenten. Montijo Light ist einer der neuen sportlichen Sneaker Modelle bei Perpedes. Die EXTRALIGHT Sohle gibt dem Schuh viel Flexibilität und dank des Boa Fit Systems ist ein schnelles An- und Ausziehen problemlos möglich.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
O2BH	OT2	26 – 45	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
O5BH	OT5	26 – 45	
O8BH	OT8	26 – 45	

3W

ALMADA LIGHT



All white, all right – Almada Light greift den Trend des weißen Sneakers gekonnt auf. Dank der bekannten EXTRALIGHT Sohle wird aus dem Modell ein leichter und flexibler Allrounder mit Boa Fit System zum einfachen An- und Ausziehen.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
02BG	OT2	26 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
05BG	OT5	26 – 42	
08BG	OT8	26 – 42	



FARO LIGHT



Easy fit – Sneaker mit weitem Heckeinstieg aus Nubukleder in der Trendkombination Schwarz/Camouflage. Das seitlich platzierte Boa Fit System macht das An- und Ausziehen zum Kinderspiel.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE	
02BA	OT2	26 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz	
05BA	OT5	26 – 42		
08BA	OT8	26 – 42		

LISSABON LIGHT



Mut zur Farbe – Sneaker aus violett farbigem Veloursleder mit lateral platziertem Boa Fit System für ein einfaches Öffnen und Schließen der Schuhe.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02BC	OT2	26 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
05BC	OT5	26 – 42	
08BC	OT8	26 – 42	

3W

CORDOBA LIGHT



BIS
GRÖßE 48

Must Have der Saison – der moderne Sneaker in angesagten Brauntönen überzeugt mit dem lateral platzierten Boa Fit System.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02BE	OT2	26 – 48	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
05BE	OT5	26 – 48	
08BE	OT8	26 – 48	

3W






HALBSCHUHE

Klassisch, modern, sportlich – ob Schnürer oder Kletter, ein guter Halbschuh funktioniert immer. Perpedes bietet ein breites Spektrum an verschiedensten Halbschuhen, um Dich für jede Gelegenheit passend auszustatten. Magst Du es bunt oder klassisch schwarz?

OKLAHOMA

Seite 32

NEU



HALBSCHUHE
3-WEITENSYSTEM

OKLAHOMA



LIEFERBAR AB
APRIL 2022

Blue Star – dieser angesagte Sneaker kombiniert eine robuste und langlebige Laufsohle mit pflegeleichtem Glattleder. Der coole Sternenprint macht Oklahoma zum besonderen Hingucker! Dank der Kombination aus Schnürung und Reißverschluss ist das An- und Ausziehen zudem problemlos möglich.

ART.-NR. TYP GRÖÖE SOHLE

O2CN	OT2	24 – 45	TR-Schalensohle, weiß
O5CN	OT5	24 – 45	
O8CN	OT8	24 – 45	

Lieferbar ab April 2022



MAINE



LIEFERBAR AB
APRIL 2022

Setze ein Statement. Dieser coole Sneaker ist dank des Glattleders pflegeleicht und unempfindlich. Die Kombination aus Schnürung und Reißverschluss erleichtert nicht nur das An- und Ausziehen, sondern sie lässt den Schuh auch noch cool aussehen.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE	
02CO	OT2	24 – 42	TR-Schalensohle, weiß	
05CO	OT5	24 – 42		
08CO	OT8	24 – 42	Lieferbar ab April 2022	

LEXINGTON LIGHT



MIT REFLEXMATERIAL
FÜR MEHR SICHERHEIT

Straßenheld – die Kombination der hochwertigen Leder- und Textilmaterialien mit Designelementen aus Reflexmaterial sind nicht nur ein Blickfang, sondern erhöhen auch die Sicherheit als Fußgänger. Dank der EXTRALIGHT® Sohle ist Lexington Light richtig flexibel und leicht.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
O2CI	OT2	26 – 45	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
O5CI	OT5	26 – 45	
O8CI	OT8	26 – 45	

3W

MADISON LIGHT



MIT REFLEXMATERIAL
FÜR MEHR SICHERHEIT

Sportlich und stylish - Madison Light ist dank EXTRALIGHT® Sohle nicht nur ein flexibler und leichter Sneaker, optisch überzeugt das Modell mit einer Kombination aus Glattleder, Reflexmaterial und rosa Textilmaterial mit silbernen Glitzerfäden.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02CJ	OT2	26 - 42	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
05CJ	OT5	26 - 42	
08CJ	OT8	26 - 42	



UTAH LIGHT



Blaues Wunder – Utah Light, der federleichte Sneaker aus blauem Glattleder mit Klettverschluss, für ein kinderleichtes An- und Ausziehen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
O2AJ	OT2	20 – 35	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
O5AJ	OT5	20 – 35	
O8AJ	OT8	25 – 35	



IOWA LIGHT *



VERFÜGBARKEIT
ONLINE PRÜFEN



Auffällig & federleicht – Sneaker aus leuchtend grünem Glattleder mit Extralight Sohle sorgt für Aufsehen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02AI	OT2	20 – 35	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
05AI	OT5	20 – 35	
08AI	OT8	25 – 35	



GEORGIA LIGHT



Dieser federleichte Sneaker aus Glatt- und Veloursleder ist auch in dieser Saison wieder voll im Trend. Die schwarz abgesetzte Extralight Sohle bildet einen tollen Kontrast zum Leder in Bordeaux.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
0253	OT2	20 – 35	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
0553	OT5	20 – 35	
0853	OT8	25 – 35	



* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

OHIO LIGHT



Das kleine Leichtgewicht – dieser klassische schwarze Sneaker aus Glattleder mit individuell kürzbaren Riemen begeistert mit der flexiblen und ultraleichten EXTRALIGHT Sohle.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
O2AA	OT2	20 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
O5AA	OT5	20 – 42	
O8AA	OT8	25 – 42	




OHIO



BIS
GRÖßE 48

Großer Bruder – gleiche Optik. OHIO ist der große Bruder von OHIO LIGHT mit einem wichtigem Unterschied: ausgestattet mit einer festen Gummilaufsohle gewährleistet er in den großen Größen bis 48 die nötige Haltbarkeit bei einem festen Stand.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
0211	OT2	40 – 48	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
0511	OT5	40 – 48	
0811	OT8	40 – 48	



3-WEITENSYSTEM

HALBSCHUHE

HALBSTIEFEL

INFORMATIONEN

ÜBERSICHT

HALBSCHUHE 2-WEITENSYSTEM

NEWPORT LIGHT



Perfect Match – dieser weiße Sneaker aus Glattleder mit marineblauen Highlights passt zu jeder Gelegenheit.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OTAN	OT	26 – 45	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
NSAN	NS	26 – 45	

SWANSEA LIGHT



Akzente setzen – Sneaker in der Trendfarbe Weiß aus einer Kombination hochwertiger Lederarten mit rosafarbenen Applikationen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OTAO	OT	26 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
NSAO	NS	26 – 42	

COVENTRY LIGHT



Die Kombination aus weiß perforiertem Glattleder und grauem Veloursleder machen diesen federleichten Sneaker zum Allrounder.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OTAT	OT	26 – 45	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
NSAT	NS	26 – 45	

MANCHESTER *



VERFÜGBARKEIT
ONLINE PRÜFEN

Black Beauty – passend zu jedem Anlass ist dieser schwarze Glattleder Sneaker mit innovativer Schnürung.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OT97	OT	22 – 45	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS97	NS	22 – 45	
AV97	AV	22 – 40	



* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

SACRAMENTO LIGHT



Sportives Leichtgewicht – dieser Sneaker aus Velours- und Glattleder eignet sich im In- und Outdoorbereich. Hallen-geeignet dank der weißen Extralight Sohle.

ART.-NR.	TYP	GRÖÙE	SOHLE
OT52	OT	26 – 45	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
NS52	NS	26 – 45	

MODENA LIGHT



Dank Klettverschluss gelingt das Anziehen im Handumdrehen und dem Sport steht nichts mehr im Weg. Halle geeignet dank weißer Extralight Sohle.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OTAM	OT	26 – 45	EXTRALIGHT, flexibel, weiß
NSAM	NS	26 – 45	

ILLINOIS



Dieser schwarze Sneaker aus Glattleder ermöglicht dank des praktischen Klettverschlusses einen weiten Einstieg. Sollte der Fuß im Laufe des Tages anschwellen, ist der Umfang individuell regulierbar

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OT88	OT	24 – 45	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS88	NS	24 – 45	

INDIANA



Eyecatcher – unübersehbar ist der Glattleder Sneaker in kräftigem Pink, der sofort ins Auge fällt.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OT55	OT	24 – 40	EVA-Keil mit Gummilaufsohle,
NS55	NS	24 – 40	schwarz

PORTLAND



Sieht gut aus, fühlt sich gut an – Portland, der Sneaker aus grauem Veloursleder wird durch blaue Schnürsenkel zum Blickfang.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OT82	OT	24 – 45	EVA-Keil mit Gummilaufsohle,
NS82	NS	24 – 45	schwarz

WASHINGTON



MIT WECHSELBAREN
SCHNÜRSENKELN



Dieser schwarze Sneaker aus wasserabweisendem Nubukleder und beschichtetem Leder überzeugt mit seiner Schlichtheit. Dank der zwei seitlichen Reißverschlüsse ist der Schuh extra weit zu öffnen.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
OT56	OT	24 – 45	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS56	NS	24 – 45	

EXTRA WEIT ZU ÖFFNEN
DANK REISSVERSCHLUSS



VENICE 2



Zum Hingucker wird dieses Modell dank des innovativen Zickzack Klettverschlusses aus einer Komposition von rosa- und weißfarbigen Glatt- und Nubukleder.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
OT81	OT	22 – 38	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS81	NS	22 – 38	
AV81	AV	22 – 38	





RIVA 2



Black and White – universell einsetzbar ist dieser Sneaker aus Glatt- und Nubukleder. Originalität verleihen die orangenen Highlights und der innovative Klettverschluss.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
OT94	OT	22 – 40	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS94	NS	22 – 40	
AV94	AV	22 – 40	



LIVORNO



Adelig wird's mit diesem königsblauen Sneaker aus Nappa- und Nubukleder mit innovativem „Z“-Klettverschluss.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
OT98	OT	22 - 40	EVA-Keil mit Gummilaufsohle,
NS98	NS	24 - 40	schwarz

SAN REMO



Mehr als nur Schwarz ist dieser Sneaker aus Glatt- und Nubukleder. Dank innovativem Klettverschluss ist das An- und Ausziehen spielend einfach.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
OT96	OT	22 – 45	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS96	NS	22 – 45	
AV96	AV	22 – 40	



2-WEITENSYSTEM


HALBSCHUHE

HALBSTIEFEL

INFORMATIONEN

ÜBERSICHT





HALBSTIEFEL

Immer gut zu Fuß – gerade in der Übergangszeit genießt Du mit Schuhen von Perpedes sicheren Halt und viel Stabilität. Ob Profil-, Gummi-, EXTRALIGHT- oder die rutschhemmende TR-Laufsohle: alle Modelle sorgen für einen starken und zugleich sicheren Auftritt.

VIRGINIA

Seite 55

HALBSTIEFEL 3-WEITENSYSTEM 3-WEITENSYSTEM

ARIZONA



Back in Black – der beliebte Halbstiefel im modisch sportlichen Design überzeugt auf voller Linie in schwarzem Nubukleder. Die seitlich platzierten Reißverschlüsse ersparen zeitraubendes Schnüren. So bist du jederzeit schnell einsatzbereit.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
02CK	OT2	24 – 45	TR-Sohle, schwarz
05CK	OT5	24 – 45	
08CK	OT8	24 – 45	



LOUISIANA



Glanzvoller Auftritt - dieser coole Halbstiefel aus Leder mit Rosenprint wird dein neuer Begleiter für den Alltag. Die zwei seitlich platzierten Reißverschlüsse bieten einen schnellen und weiten Einstieg in den Schuh.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02CE	OT2	24 – 42	TR-Sohle, weiß
05CE	OT5	24 – 42	
08CE	OT8	24 – 42	



SCHNELLES UND EINFACHES
EIN- UND AUSSTIEGEN



KENTUCKY



Ton in Ton– das Leder dieses Halbstiefels hat eine dunkelblaue Basis und ein darauf geprägtes Wabenmuster in knalligem Blau. Für einen schnellen und weiten Einstieg sorgen die seitlich platzierten Reißverschlüsse.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
02CB	OT2	24 – 45	TR-Sohle, weiß
05CB	OT5	24 – 45	
08CB	OT8	24 – 45	



KANSAS



Keep it simple – dieser lässige graue Lederhalbstiefel mit metallisch abgesetztem Kragen aus Textilmaterial überzeugt mit Schnürung und zwei seitlich platzierten Reißverschlüssen.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02CC	OT2	24 – 45	TR-Sohle, weiß
05CC	OT5	24 – 45	
08CC	OT8	24 – 45	



VIRGINIA



Platz da, jetzt komm ich – die Sohle des farnefrohen Halbstiefels in sattem Rot überzeugt nicht nur mit ihren rutschhemmenden Eigenschaften. Dank der sehr guten Abriebwerte wird eine lange Haltbarkeit erzielt.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02CD	OT2	24 – 42	TR-Sohle, weiß
05CD	OT5	24 – 42	
08CD	OT8	24 – 42	



ALABAMA LIGHT



- ≡ ZWEI VERSCHLÜSSE BIS GRÖßE 30
- ≡≡ DREI VERSCHLÜSSE AB GRÖßE 30


Bitte beachten: Die Schuhe sind durch die unterschiedliche Ausführung nur im jeweiligen Größenbereich unpaarig kombinierbar.



Sternenhimmel – dieser leichte Halbstiefel aus schwarzem Leder mit Sternenprint lässt dich funkeln. Der Klettverschluss ermöglicht einen weiten und komfortablen Einstieg sowie die individuelle Regulierung der Weite an den Fuß.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02AZ	OT2	≡ 20 – 30 ≡≡ 30 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
05AZ	OT5	≡ 20 – 30 ≡≡ 30 – 42	
08AZ	OT8	≡ 25 – 30 ≡≡ 30 – 42	





MICHIGAN LIGHT



- ≡ ZWEI VERSCHLÜSSE BIS GRÖßE 30
- ≡≡ DREI VERSCHLÜSSE AB GRÖßE 30

Bitte beachten: Die Schuhe sind durch die unterschiedliche Ausführung nur im jeweiligen Größenbereich unpaarig kombinierbar.



3-WEITENSYSTEM

HALBSTIEFEL

INFORMATIONEN

ÜBERSICHT

Evergreen – dieser leichte Halbstiefel aus schwarzem Leder ist das Standardwerk für jede Garderobe. Der Klettverschluss ermöglicht nicht nur einen weiten Einstieg, sondern auch die individuelle Anpassung an den Fuß.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
02AY	OT2	≡ 20 – 30 ≡≡ 30 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz
05AY	OT5	≡ 20 – 30 ≡≡ 30 – 42	
08AY	OT8	≡ 25 – 30 ≡≡ 30 – 42	



OREGON LIGHT *



VERFÜGBARKEIT
ONLINE PRÜFEN



Alltagsheld – dieser coole schwarze Sneaker aus Nubuk und beschichtetem Leder besticht durch seine Leichtigkeit.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE	3W
O251	OT2	31 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz	
O551	OT5	31 – 42		
O851	OT8	31 – 42		

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

MONTANA LIGHT



Dieser Halbstiefel aus gefettetem Nubukleder ist wasserabweisend und bietet den nötigen Schutz, um auch bei nasskaltem Wetter trocken zu bleiben.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE	3W
02AB	OT2	24 – 42	EXTRALIGHT, flexibel, schwarz	
05AB	OT5	24 – 42		
08AB	OT8	25 – 42		

NEW JERSEY 2




Die einzigartige Perpedes Winterprofilsohle auf diesem Halbstiefel aus wasserabweisendem Nubukleder sorgt für den nötigen Grip auf nassen und rutschigen Straßen. Details zur Sohle ab Seite 72.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE	3W
02AC	OT2	35 – 45	PERPEDES Winterprofilsohle, schwarz	
05AC	OT5	35 – 45		
08AC	OT8	35 – 45		

HALBSTIEFEL 2-WEITENSYSTEM
2-WEITENSYSTEM

KINGSTON



Dank innovativer Schnürung und rutschhemmender TR-Sohle erinnert dieser Halbstiefel aus Nubukleder an einen robusten Wanderstiefel.

ART.-NR.	TYP	GRÖÖE	SOHLE
OT59	OT	24 – 45	TR-Sohle, beige
NS59	NS	24 – 45	

WIEN *



VERFÜGBARKEIT
ONLINE PRÜFEN

Klassiker – dieser braune Halbstiefel aus hochwertigem Nubukleder ist dein treuer Begleiter an kühleren Tagen. Verfügbar als Antivarus- und Neutralschuh.

ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
AV54	AV	20 – 38	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz
NS54	NS	20 – 40	



DALLAS *




VERFÜGBARKEIT
ONLINE PRÜFEN

Denim Trend – dieser sportliche Halbstiefel aus Jeanstextil ist der Liebling für jeden Tag.


ART.-NR.	TYP	GRÖßE	SOHLE
OT86	OT	24 – 45	TR-Sohle, weiß
NS86	NS	24 – 44	

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.





INFORMATIONEN



ORTHESENSCHUHE

3-WEITENSYSTEM

Das Perpedes 3-Weitensystem wurde in Zusammenarbeit mit Orthopädie(schuh)technikern entwickelt, getestet und ist optimal zur Aufnahme von Einlagen und Fuß-/Beinorthesen unterschiedlicher Wandstärken geeignet.

Die Schuhleisten basieren auf 3 verschiedenen Leistengruppen und Weitensystemen sowie den neuesten Erkenntnissen der Leistengeometrie. Erhältlich sind die drei Weiten OT2, OT5 und OT8.


Im Vergleich zur Weite OT2 haben die Weiten OT5 und OT8 jeweils ein deutlich höheres Fersen-, Spann- und Zehenbox-Volumen. Die Sohlenkonstruktion der 3-Weiten Therapieschuhe sorgt aufgrund der Ballenrolle für mehr Standfestigkeit und Gangstabilität. Des Weiteren besteht an allen Orthesenschuhen die Möglichkeit von individuellen orthopädischen Zurichtungen.

WEITENAUSWAHL

OT2 – für dünnwandige Orthesen und Einlagen / Einseitige Ausführung als Ausgleichsschuh für kontralateralen Orthesenschuh geeignet

OT5 – für Orthesen mit einer Wandstärke von 4 – 6 mm

OT8 – für Orthesen mit einer Wandstärke von 7 – 10 mm




1. Leichtes An- und Ausziehen durch weiten Einstiegsbereich
2. Vorderkappe als Zehenschutz
3. Stabile Fersenkappe zur optimalen Fixierung der Orthese und für eine hohe Rückfußstabilität
4. Herausnehmbare Einlegesohle als Platzhalter für orthopädische Versorgungen
5. Einstiegsschleufe (bei einigen Modellen)
6. Flexibler, erhöhter und gepolsterter Schafttrand zur Vermeidung von Druckstellen
7. Problemlos kürzbare Riemen
8. Weitenregulierung über Verschluss Technik
9. Erhöhtes Zehenboxvolumen


2-WEITENSYSTEM

Für hohen Gehkomfort bei vielfältigen Orthesenanwendungen. Aufgrund des erweiterten Größenangebotes können Orthesenschuhe von Perpedes auch über das Jugendalter hinaus getragen werden.

Durch die breitere Brandsohle und das vergrößerte Schaftvolumen ist ausreichend Platz für viele Orthesentypen. Perpedes OS Schuhe sind für dünnwandige Orthesen und Einlagen geeignet und dienen als kontralateraler Orthesenschuh.




1. Leichtes An- und Ausziehen durch weiten Einstiegsbereich
2. Vorderkappe als Zehenschutz
3. Stabile Fersenkappe zur optimalen Fixierung der Orthese
4. Herausnehmbare Einlegesohle
5. Flexible, breite Sohle für sicheren Gang und gute Abrollung



LEISTENVERGLEICH OT / OT2 / OT5 / OT8


VORFUSS

Vergleich OT (2W) vs. OT2 / OT5 / OT8 (3W) im Vorfuß
Unterschiedliches Zehenbox- und Spannvolumen
Optimierte Dynamik durch zurückversetzten Ballenpunkt





RÜCKFUSS

Vergleich OT (2W) vs. OT2 / OT5 / OT8 (3W) im Rückfuß
Unterschiedliches Fersenvolumen
Absatzsprengung an Schuhgrößen und Alter angepasst



BRANDSOHLEN

Brandsohlenvergleich von OT (2W) vs. OT2 / OT5 / OT8 (3W)
Geometrie an Fuß- und Beinorthesen angepasst




ANTIVARUSSCHUHE

Zur Behandlung von kindlichen Sichelfüßen, rezidiven und postoperativen Klumpfüßen und zur Gewährleistung eines physiologisch korrekten Gangbildes.

VORFUßKORREKTUR

Durch die innere (mediale) und äußere (laterale) Fersenfassung wird der Rückfuß (Fersenbein und Fußwurzelknochen) stabilisiert. Um den Vorfuß und Mittelfuß im Ballenbereich (ab Lisfranc'sches Gelenk) in einer nach außen gezogenen Überkorrektur von 8° zu halten, haben unsere Antivarusschuhe eine speziell geformte, medial bis zum Ballen gezogene versteifte Fersenkappe. Antivarusschuhe von Perpedes sind bekannt für ihre bequeme Passform sowie eine besonders hochwertige Material- und Verarbeitungsqualität. Perpedes NS Schuhe dienen als kontralateraler Antivarusschuh.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN




- Herausnehmbare Einlegesohle ermöglicht individuelle Einlagenversorgung
- Weiter Einstieg erleichtert das An- und Ausziehen
- Der gepolsterte Schaftkragen bietet gute Rückfußfassung und optimalen Halt ohne Einengung
- Medial verlängerte Hinterkappe vorbei am Korrekturpunkt bis ans Großzehengrundgelenk
- Starke Zehenkappe zur Unterstützung der Korrekturfunktion
- Flexible, breite und leichte Sohle für sicheren Gang und gute Abrollung
- Komfortable Trageeigenschaften durch Verwendung ausgesuchter Materialien

GRÖßENBESTIMMUNG

3-WEITENSYSTEM OT2 / OT5 / OT8

	Schuhgröße Perpedes	Fußlänge	OT 2 Brandsohlenlänge	OT 5 Brandsohlenlänge	OT 8 Brandsohlenlänge	OT 2 Ballenbreite	OT 5 Ballenbreite	OT 8 Ballenbreite	OT 2 Fersenbreite	OT 5 Fersenbreite	OT 8 Fersenbreite
20	11,8	13,3	13,6			5,9	6,4		4,1	4,9	
21	12,5	14,0	14,3			5,9	6,5		4,1	4,9	
22	13,2	14,7	15,0			6	6,6		4,2	5,0	
23	13,8	15,3	15,6			6,1	6,7		4,3	5,1	
24	14,5	16,0	16,3			6,2	6,8		4,3	5,1	
25	15,2	16,7	17,0	17,0		6,4	6,9	7,1	4,4	5,2	5,4
26	15,9	17,4	17,6	17,6		6,5	7,0	7,2	4,5	5,3	5,5
27	16,5	18,0	18,3	18,3		6,6	7,2	7,3	4,6	5,4	5,6
28	17,2	18,7	19,0	19,0		6,8	7,3	7,5	4,7	5,5	5,7
29	17,9	19,4	19,6	19,6		6,9	7,4	7,6	4,8	5,6	5,8
30	18,5	20,0	20,3	20,3		7,1	7,6	7,8	4,9	5,8	6,0
31	19,2	20,7	21,0	21,0		7,3	7,8	8,0	5,0	5,9	6,1
32	19,9	21,4	21,7	21,7		7,5	8,0	8,2	5,2	6,0	6,2
33	20,5	22,0	22,3	22,3		7,7	8,1	8,3	5,3	6,2	6,4
34	21,2	22,7	23,0	23,0		7,9	8,3	8,5	5,5	6,3	6,5
35	21,9	23,4	23,7	23,7		8,1	8,5	8,7	5,6	6,5	6,7
36	22,1	23,6	24,0	24,0		8,2	9,0	9,2	5,6	6,6	6,9
37	22,8	24,3	24,7	24,7		8,4	9,2	9,3	5,7	6,7	7,0
38	23,4	24,9	25,3	25,3		8,5	9,3	9,5	5,8	6,8	7,1
39	24,1	25,6	26,0	26,0		8,7	9,4	9,6	5,9	6,9	7,2
40	24,8	26,3	26,7	26,7		8,8	9,6	9,8	6,0	7,0	7,3
41	25,4	26,9	27,3	27,3		9,2	9,7	9,9	6,2	7,2	7,5
42	26,1	27,6	28,0	28,0		9,3	9,9	10,0	6,3	7,3	7,6
43	26,8	28,3	28,7	28,7		9,5	10,0	10,2	6,4	7,4	7,7
44	27,4	28,9	29,3	29,3		9,6	10,1	10,3	6,5	7,5	7,8
45	28,1	29,6	30,0	30,0		9,8	10,3	10,5	6,7	7,6	7,9
46	28,8	30,3	30,7	30,7		9,9	10,4	10,6	6,8	7,7	8,0
47	29,4	30,9	31,3	31,3		10,1	10,6	10,7	6,9	7,8	8,1
48	30,1	31,6	32,0	32,0		10,2	10,7	10,9	7,0	7,9	8,2

Brandsohlenmaße



In Therapieschuhen von Perpedes ist eine Spitzenzugabe von 1,2 – 1,5 mm bereits enthalten. Sie messen nur die Fußlänge und lesen die dazugehörige Schuhgröße ab.

Brandsohlenlänge / korrekte Schuhgröße
= Fußlänge in cm + Spitzenzugaben (1,2 – 1,5 cm)


BEISPIEL:

Gemessene Fußlänge 21,8 cm + Spitzenzugabe = 23,4 cm.
Unsere Empfehlung: Größe 35

Alle Maßangaben in cm. (Ausnahme: Schuhgrößen)


	Schuhgröße Perpedes	Fußlänge	Ballenweite			Fersenweite			Zehenboxhöhe			Fersensprengung OT
			OT 2 Ballenmaß	OT 5 Ballenmaß	OT 8 Ballenmaß	OT 2 Fersenmaß	OT 5 Fersenmaß	OT 8 Fersenmaß	OT 2 Zehenboxhöhe	OT 5 Zehenboxhöhe	OT 8 Zehenboxhöhe	
20	11,8	16,1	18,8			21,5	24,6		2,1	2,6		
21	12,5	16,3	19,0			22,0	25,2		2,2	2,7		
22	13,2	16,5	19,3			22,5	25,9		2,2	2,8		0,4
23	13,8	16,8	19,6			23,1	26,5		2,3	2,8		
24	14,5	17,1	19,9			23,6	27,1		2,3	2,9		
25	15,2	17,5	20,2	21,1		24,1	27,8	28,6	2,4	2,9	3,1	
26	15,9	17,8	20,6	21,5		24,6	28,3	29,1	2,4	3,0	3,2	
27	16,5	18,2	21,0	21,9		25,1	29,0	29,8	2,5	3,0	3,3	
28	17,2	18,6	21,4	22,3		25,9	29,7	30,5	2,5	3,1	3,4	0,6
29	17,9	19,0	21,8	22,7		26,8	30,5	31,4	2,6	3,1	3,5	
30	18,5	19,5	22,3	23,2		27,6	31,4	32,2	2,7	3,2	3,6	
31	19,2	20,0	22,8	23,7		28,4	32,1	33,0	2,8	3,2	3,7	
32	19,9	20,6	23,3	24,2		29,2	33,0	33,8	2,9	3,3	3,8	
33	20,5	21,1	23,9	24,8		30,2	33,9	34,8	3,0	3,3	3,9	0,8
34	21,2	21,7	24,4	25,3		30,8	34,6	35,5	3,1	3,4	4,0	
35	21,9	22,3	25,0	25,9		31,6	35,4	36,4	3,2	3,5	4,1	
36	22,1	22,6	25,5	26,6		32,9	36,5	37,5	3,2	3,6	4,2	
37	22,8	23,0	25,9	27,0		33,6	37,2	38,2	3,3	3,7	4,3	
38	23,4	23,4	26,3	27,4		34,5	38,1	39,1	3,4	3,8	4,4	0,9
39	24,1	23,8	26,7	27,8		35,2	38,9	40,0	3,5	3,9	4,5	
40	24,8	24,2	27,1	28,2		35,9	39,7	40,9	3,6	4,0	4,6	
41	25,4	25,0	29,4	30,6		36,8	40,8	41,8	3,7	4,1	4,7	
42	26,1	25,4	29,8	31,0		37,3	41,4	42,5	3,8	4,3	4,8	
43	26,8	25,8	30,3	31,5		38,1	42,3	43,4	3,8	4,4	4,9	
44	27,4	26,2	30,7	31,9		38,9	43,1	44,2	3,9	4,5	5,0	
45	28,1	26,7	31,1	32,3		39,7	43,9	45,0	3,9	4,6	5,1	1,1
46	28,8	27,1	31,5	32,7		40,5	44,7	45,8	4,0	4,7	5,2	
47	29,4	27,5	31,9	33,1		41,3	45,5	46,6	4,0	4,8	5,3	
48	30,1	27,9	32,3	33,5		42,1	46,3	47,4	4,1	4,9	5,4	

Umfangmaße vom Bruttoleisten



2-WEITENSYSTEM OT / NS / AV

Schuhgröße Perpedes	Fußlänge	Innensohlen- / Brandsohlenlänge	Schuhgröße UK	*AV, NS-Fersenmaß	*AV, NS-Ballenmaß	*OT-Fersenmaß	*OT-Ballenmaß	Fersensprengung NS AV	Fersensprengung OT
18	10,5	12,1	2K	20,2	15,0	22,3	17,5		
19	11,2	12,7	3K	20,8	15,3	22,8	17,8	0,45	0,5
20	11,8	13,4	4K	21,3	15,5	23,3	18,0		
21	12,5	14,0	4,5K	21,8	15,8	23,8	18,2		
22	13,2	14,7	5,5K	22,4	16,0	24,3	18,5		
23	13,8	15,3	6K	22,9	16,3	24,8	18,7	0,5	0,6
24	14,5	16,0	7K	23,5	16,5	25,3	18,9		
25	15,2	16,6	7,5K	24,0	16,8	25,8	19,2	0,6	
26	15,8	17,3	8,5K	24,7	17,1	26,4	19,5		
27	16,5	18,0	9K	25,5	17,4	27,1	19,9		
28	17,2	18,7	10K	26,2	17,8	27,7	20,3	0,7	0,7
29	17,8	19,3	11K	27,0	18,2	28,6	20,7		
30	18,5	20,0	12K	27,7	18,7	29,4	21,2		
31	19,2	20,7	12,5K	28,5	19,1	30,3	21,6	0,8	0,8
32	19,8	21,4	13,5K	29,2	19,6	31,1	22,1		
33	20,5	22,0	1	30,0	20,1	32,0	22,6		
34	21,2	22,7	2	30,6	20,6	32,7	23,1	0,9	0,9
35	21,8	23,4	3	31,1	21,1	33,3	23,6		
36	22,5	23,7	3,5	31,7	21,7	34,0	24,2		
37	23,2	24,4	4	32,2	22,2	34,6	24,7		
38	23,8	25,1	5	32,8	22,6	35,6	25,1		
39	24,5	25,7	6	33,5	23,0	36,5	25,5	1,0	1,0
40	25,2	26,4	6,5	34,1	23,4	37,5	25,9		
41	25,8	27,0	7	34,8	23,9	38,5	26,4		
42	26,5	27,7	8	35,4	24,3	39,2	26,8		
43	27,2	28,4	9	36,0	24,7	39,9	27,2		
44	27,8	29,1	9,5	36,7	25,1	40,7	27,6	1,2	1,1
45	28,5	29,8	10,5	37,3	25,5	41,4	28,0		



In Therapieschuhen von Perpedes ist eine Spitzenzugabe von 1,2 – 1,5 cm bereits enthalten. Sie messen nur die Fußlänge und lesen die dazugehörige Schuhgröße ab.

Brandsohlenlänge / korrekte Schuhgröße
= Fußlänge in cm + Spitzenzugaben (1,2 – 1,5 cm)

BEISPIEL:

Gemessene Fußlänge 21,8 cm + Spitzenzugabe = 23,4 cm.
Unsere Empfehlung: Größe 35

- *OT = Orthesenschuhe
- *NS = Normalschuhe
- *AV = Antivarusschuhe

Alle Maßangaben in cm. (Ausnahme: Schuhgrößen)



»EXTRALIGHT« UNTERWEGS

Viele der Perpedes Therapieschuhe sind mit einer **EXTRALIGHT®-Laufsohle** ausgestattet, die optimal auf das Perpedes 3-Weiten-system abgestimmt ist. Dies erhöht die Versorgungsqualität Ihrer Patienten beim Tragen einer Orthese deutlich.

Die EXTRALIGHT®-Sohle bietet eine **gute Dynamik im Abrollbereich** und eine **hohe Flexibilität im Vorfußbereich** zur Unterstützung der Orthese.

EXTRALIGHT® steht vor allem für eine gute Energieaufnahme sowie -rückgabe. Die Sohle dämpft die Schritte des Patienten oder Orthesenschuh-Trägers. So sorgt sie für **Druckentlastung** und ein hervorragendes Laufgefühl.

Das innovative EXTRALIGHT®-Material, das für unsere Sohlen verwendet wird, ist zudem **besonders leicht**. Es trägt zum geringem Gesamtgewicht der Perpedes Therapieschuhe bei. Ideal, um die Dynamik der Patienten zu steigern.

Die geschlossenzellige Struktur der Sohle verhindert die Aufnahme von Flüssigkeit. Sie ist **rutschfest**, leicht zu reinigen, antimikrobiell und antiallergisch. Zudem gibt es bei unseren Schuhen mit weißer EXTRALIGHT Sohle keinen Abrieb auf Böden – unsere Halbschuhe in sportlichen Designs eignen sich daher auch perfekt als Hallenschuhe.

EXTRALIGHT® hält zudem extremen Temperaturen und Bedingungen stand und ist im normalen Alltagsgebrauch **verschleißfest und langlebig**. Auch unter Dauerbelastung behält es seine dämpfenden Eigenschaften und bleibt elastisch, was ein gutes Abrollen garantiert. Die perfekte Basis also für unsere Perpedes Therapieschuhe.



SOHLEN FÜR BESTE BODENHAFTUNG

Sie ist die Basis eines jeden Schuhs, schützt den Fuß und ist der wichtigste Boden unter unseren Füßen: die Sohle. Wir verraten, welche Sohlen Perpedes im Therapieschuhbereich

verwendet und was sie auszeichnet. Eines vorab, alle Sohlentypen haben eine breite Standfläche für eine bessere Gangstabilität und unterstützen die natürliche Abrollbewegung.

THERMOPLASTISCHE GUMMISOHLE – DIE ROBUSTE


- Kurz: TR-Sohle
- Gute Rutschfestigkeit durch tiefe Profilstärke
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Leichter als vergleichbare Sohlen aus Gummi




PROFIL-SCHALENSOHNEN
BEIM MODELL KINGSTON
AB GRÖÙE 40



PROFILSOHNEN
BEIM MODELL KINGSTON
BIS GRÖÙE 39





PERPEDES EXTRALIGHT – DAS LEICHTGEWICHT

- Geringes Gewicht und hohe Rutschfestigkeit
- Hohe Flexibilität und gute Dämpfung
- Sehr gute Druckentlastung
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich
- Weiße Sohle: Non-Marking, geeignet für die Halle



AUCH ALS
ZUBEHÖRARTIKEL
ERHÄLTlich

PERPEDES WINTERPROFILSOHLE – DIE SICHERE

- Griffige Gummilaufsohle mit integriertem EVA-Keil
- Gute Rutschfestigkeit
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit



SÄGEZAHNSOEHLE – DIE BEWÄHRTE

- Griffige Gummilaufsohle mit integriertem EVA-Keil
- Hohe Rutschfestigkeit durch das Sohlenprofil
- Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich



CILINDRETTI SOEHLE – DIE SPEZIELLE

- Gummilaufsohle mit integriertem EVA-Keil
- Individuelle Schuhzurichtungen sind möglich



EVA SOEHLE – DIE VERTRAUTE

- Schrittdämpfende Eigenschaften
- Widerstandsfähig und besonders langlebig



ÜBERSICHT

ORTHESENSCHUHE

SANDALEN UND BALLERINAS

3-WEITENSYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
	O2CA	OT2	20 – 42	Schwarz	Nubukleder, Lackleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Klettverschluss	8
	O5CA	OT5	20 – 42						
	O8CA	OT8	25 – 42						
	O2AW	OT2	20 – 38	Rosa / Schmetterling-Print	Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	9
	O5AW	OT5	20 – 38						
	O2AR	OT2	20 – 42	Rot	Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	9
	O5AR	OT5	20 – 42						
	O2AV	OT2	22 – 45	Grau	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Klettverschluss	10
	O5AV	OT5	22 – 45						
	O8AV	OT8	25 – 45						
	O2AX	OT2	22 – 40	Rosa	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	11
	O5AX	OT5	22 – 40						
	O8AX	OT8	25 – 40						
	O2AL	OT2	20 – 42	Pink	Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	11
	O5AL	OT5	20 – 42						
	O8AL	OT8	25 – 42						
	O2AK	OT2	20 – 42	Warmes Grau	Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Klettverschluss	11
	O5AK	OT5	20 – 42						
	O8AK	OT8	25 – 42						

SANDALEN UND BALLERINAS

2-WEITENSYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÙE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
 COMO CAMO	OT63 NS63	OT NS	24 – 45 24 – 45	Braun/Schwarz	Nubukleder, Textilmaterial	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	14
 * MILANO 2	OT64 NS64	OT NS	24 – 40 22 – 40	Beige/Rosa	Glattleder, Mesh-Einsätze	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	15
 BARI	OT66 NS66	OT NS	22 – 38 22 – 38	Blau/Grau	Nubukleder, Mesh-Einsätze	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	15
 ANCONA	OTAS NSAS	OT NS	24 – 45 24 – 42	Warmes Grau	Glattleder	DryFeet	EVA-Sohle, schwarz	Klettverschluss	16
 OLBIA	OTAP NSAP	OT NS	24 – 42 24 – 42	Bordeaux/Rosa	Glattleder	DryFeet	EVA-Sohle, schwarz	Klettverschluss	17
 SAFARI	OT21 NS21	OT NS	20 – 45 18 – 40	Braun / Schwarz	Nubukleder	Leder	EVA-Sohle, schwarz	Klettverschluss	17
 BERGAMO	OT68 NS68	OT NS	18 – 45 18 – 45	Braun	Nubukleder	Leder	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	18
 GENUA	OT34 NS34	OT NS	20 – 40 18 – 40	Rot / Beige	Glattleder, Nubukleder	Leder	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	19
 BIBIONE	OT67 NS67	OT NS	20 – 40 18 – 40	Beige / Rosa	Glattleder	Leder	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	19

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

BOA HALBSCHUHE

3-WEITENSYSTEM

	NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
	MAIA LIGHT	O2BJ	OT2	26 – 42	Pink	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Boa® Fit System	23
		O5BJ	OT5	26 – 42						
		O8BJ	OT8	26 – 42						
										
	BARREIRO LIGHT	O2BI	OT2	26 – 48	Schwarz	Nubukleder, Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Boa® Fit System	24
		O5BI	OT5	26 – 48						
		O8BI	OT8	26 – 48						
										
	LAGOS LIGHT	O2BF	OT2	26 – 42	Schwarz	Glattleder, Reflexmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Boa® Fit System	25
		O5BF	OT5	26 – 42						
		O8BF	OT8	26 – 42						
										
	PORTO LIGHT	O2BB	OT2	26 – 48	Schwarz	Nubukleder; Leder beschichtet	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Boa® Fit System	25
		O5BB	OT5	26 – 48						
		O8BB	OT8	26 – 48						
										
	MONTIJO LIGHT	O2BH	OT2	26 – 45	Blau	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Boa® Fit System	26
		O5BH	OT5	26 – 45						
		O8BH	OT8	26 – 45						
										
	ALMADA LIGHT	O2BG	OT2	26 – 42	Weiß	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Boa® Fit System	27
		O5BG	OT5	26 – 42						
		O8BG	OT8	26 – 42						
										
	FARO LIGHT	O2BA	OT2	26 – 42	Schwarz / Camouflage	Nubukleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Boa® Fit System	28
		O5BA	OT5	26 – 42						
		O8BA	OT8	26 – 42						
										
	LISSABON LIGHT	O2BC	OT2	26 – 42	Violett	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Boa® Fit System	29
		O5BC	OT5	26 – 42						
		O8BC	OT8	26 – 42						
										
	CORDOBA LIGHT	O2BE	OT2	26 – 48	Braun	Glattleder, Textilmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Boa® Fit System	29
		O5BE	OT5	26 – 48						
		O8BE	OT8	26 – 48						
										

HALBSCHUHE

3-WEITENSYSTEM

	NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
	OKLAHOMA	02CN 05CN 08CN	OT2 OT5 OT8	24 – 45 24 – 45 24 – 45	Blau	Glattleder, geprägt	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	32
	MAINE	02CO 05CO 08CO	OT2 OT5 OT8	24 – 42 24 – 42 24 – 42	Pink	Glattleder	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	33
	LEXINGTON LIGHT	02CI 05CI 08CI	OT2 OT5 OT8	26 – 45 26 – 45 26 – 45	Schwarz / Grau	Nubukleder, Textilmaterial, Reflexmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Schnürung	34
	MADISON LIGHT	02CJ 05CJ 08CJ	OT2 OT5 OT8	26 – 42 26 – 42 26 – 42	Rosa / Silber	Glattleder, Textilmaterial, Reflexmaterial	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Schnürung	35
	UTAH LIGHT	02AJ 05AJ 08AJ	OT2 OT5 OT8	20 – 35 20 – 35 25 – 35	Blau	Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	36
	IOWA LIGHT	02AI 05AI 08AI	OT2 OT5 OT8	20 – 35 20 – 35 25 – 35	Grün	Glattleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	37
	GEORGIA LIGHT	0253 0553 0853	OT2 OT5 OT8	20 – 35 20 – 35 25 – 35	Bordeaux	Glattleder, Veloursleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Klettverschluss	37
	OHIO LIGHT	02AA 05AA 08AA	OT2 OT5 OT8	20 – 42 20 – 42 25 – 42	Schwarz / Grün	Glattleder; Glattleder, perforiert	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Klettverschluss	38
	OHIO	0211 0511 0811	OT2 OT5 OT8	40 – 48 40 – 48 40 – 48	Schwarz / Grün	Glattleder; Glattleder, perforiert	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	39

 Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

HALBSCHUHE

2-WEITENSYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
NEWPORT LIGHT 	OTAN NSAN	OT NS	26 – 45 26 – 45	Weiß / Blau	Glattleder; Glattleder, perforiert	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Schnürung	40
SWANSEA LIGHT 	OTA0 NSA0	OT NS	26 – 42 26 – 42	Weiß / Rosa	Glattleder, Nubukleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Schnürung	40
COVENTRY LIGHT 	OTAT NSAT	OT NS	26 – 45 26 – 45	Grau / Weiß	Veloursleder; Glattleder, perforiert	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Schnürung	41
* MANCHESTER 	OT97 NS97	OT NS	22 – 45 22 – 45	Schwarz	Glattleder; Glattleder, perforiert	Leder	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung	41
SACRAMENTO LIGHT 	OT52 NS52	OT NS	26 – 45 26 – 45	Weiß / Schwarz	Glattleder, Veloursleder	Textil	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Schnürung	42
MODENA LIGHT 	OTAM NSAM	OT NS	26 – 45 26 – 45	Weiß / Grau / Blau	Glattleder, Veloursleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, weiß	Klettverschluss	43
ILLINOIS 	OT88 NS88	OT NS	24 – 45 24 – 45	Grau/Schwarz	Glattleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	43
INDIANA 	OT55 NS55	OT NS	24 – 40 24 – 40	Pink	Glattleder	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung / Reißverschluss	44
PORTLAND 	OT82 NS82	OT NS	24 – 45 24 – 45	Grau / Blau	Veloursleder, Textilmaterial	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung / Reißverschluss	44
WASHINGTON 	OT56 NS56	OT NS	24 – 45 24 – 45	Schwarz	Nubukleder; Leder, beschichtet	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung / Reißverschluss	45

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

HALBSCHUHE

2-WEITENSYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
 VENICE 2	OT81 NS81	OT NS	22 – 38 22 – 38	Rosa / Weiß	Glattleder, Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	46
 RIVA 2	OT94 NS94	OT NS	22 – 40 22 – 40	Schwarz / Weiß	Glattleder, perforiert; Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	47
 LIVORNO	OT98 NS98	OT NS	22 – 40 24 – 40	Blau	Nappaleder, Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	48
 SAN REMO	OT96 NS96	OT NS	22 – 45 22 – 45	Schwarz	Glattleder, perforiert; Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	49



NUTZEN SIE UNSEREN ONLINE-SHOP
MIT VERFÜGBARKEITS-CHECK:
WWW.PERPEDES.DE

HALBSTIEFEL

3-WEITENSYSTEM

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE	
	ARIZONA	02CK	OT2	24 – 45	Schwarz	Nubukleder	DryFeet	TR-Sohle, schwarz	Schnürung / Reißverschluss	52
		05CK	OT5	24 – 45						
		08CK	OT8	24 – 45						
	LOUISIANA	02CE	OT2	24 – 42	Rosa	Glattleder, geprägt	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	53
		05CE	OT5	24 – 42						
		08CE	OT8	24 – 42						
	KENTUCKY	02CB	OT2	24 – 45	Blau	Nubukleder, gefettet	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	54
		05CB	OT5	24 – 45						
		08CB	OT8	24 – 45						
	KANSAS	02CC	OT2	24 – 45	Grau	Glattleder	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	55
		05CC	OT5	24 – 45						
		08CC	OT8	24 – 45						
	VIRGINIA	02CD	OT2	24 – 42	Rot	Glattleder	DryFeet	TR-Sohle, weiß	Schnürung / Reißverschluss	55
		05CD	OT5	24 – 42						
		08CD	OT8	24 – 42						
	ALABAMA LIGHT	02AZ	OT2	20 – 42	Schwarz	Nubukleder, Lackleder	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Klettverschluss	56
		05AZ	OT5	20 – 42						
		08AZ	OT8	25 – 42						
	MICHIGAN LIGHT	02AY	OT2	20 – 42	Schwarz	Nubukleder, gefettet; Leder, beschichtet	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Klettverschluss	57
		05AY	OT5	20 – 42						
		08AY	OT8	25 – 42						
	* OREGON LIGHT	0251	OT2	31 – 42	Schwarz	Nubukleder, gefettet; Leder, beschichtet	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Schnürung	58
		0551	OT5	31 – 42						
		0851	OT8	31 – 42						
	MONTANA LIGHT	02AB	OT2	24 – 42	Schwarz / Braun	Nubukleder, gefettet	DryFeet	EXTRALIGHT flexibel, schwarz	Klettverschluss	59
		05AB	OT5	24 – 42						
		08AB	OT8	25 – 42						
	NEW JERSEY 2	02AC	OT2	35 – 45	Schwarz	Nubukleder, gefettet	DryFeet	EVA-Keil mit griffiger Winterprofilsohle, schwarz	Klettverschluss	59
		05AC	OT5	35 – 45						
		08AC	OT8	35 – 45						

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

HALBSTIEFEL

2-WEITENSYSTEM

NAME	ART-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
KINGSTON	OT59 NS59	OT NS	24 – 45 24 – 45	Camel	Nubukleder	Leder	TR-Sohle, beige	Schnürung	60
									
* DALLAS	OT86 NS86	OT NS	24 – 45 24 – 44	Jeansblau	Textilmaterial in Jeansoptik	Leder	TR-Sohle, weiß	Schnürung	61
									

ALLE MODELLE
SIND AUCH
UNPAARIG
BESTELLBAR

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

ANTIVARUSSCHUHE

SANDALEN UND BALLERINAS

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
COMO CAMO 	AV63 NS63	AV NS	24 – 40 24 – 45	Braun / Schwarz	Nubukleder, Textilmaterial	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	14
* MILANO 2 	AV64 NS64	AV NS	22 – 40 22 – 40	Beige / Rosa	Glattleder, Mesh-Einsätze	DryFeet	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	15
SAFARI 	AV21 NS21	AV NS	18 – 38 18 – 40	Braun / Schwarz	Nubukleder	Leder	EVA-Sohle, schwarz	Klettverschluss	17
BERGAMO 	AV68 NS68	AV NS	18 – 40 18 – 45	Braun	Nubukleder	Leder	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	18
GENUA 	AV34 NS34	AV NS	18 – 40 18 – 40	Rot / Beige	Glattleder, Nubukleder	Leder	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, beige	Klettverschluss	19

HALBSTIEFEL

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖÖE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
* WIEN 	AV54 NS54	AV NS	20 – 38 20 – 40	Braun / Schwarz	Nubukleder, gefettet	Leder	EVA-Sohle, schwarz	Klettverschluss	61

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

HALBSCHUHE

NAME	ART.-NR.	WEITE	GRÖßE	FARBE	OBERMATERIAL	INNENFUTTER	SOHLE	VERSCHLUSS	SEITE
* MANCHESTER 	AV97 NS97	AV NS	22 – 40 22 – 45	Schwarz	Glattleder, perforiert	Leder	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Schnürung	41
VENICE 2 	AV81 NS81	AV NS	22 – 38 22 – 38	Rosa / weiß	Glattleder, Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	46
RIVA 2 	AV94 NS94	AV NS	22 – 40 22 – 40	Schwarz / weiß	Glattleder, perforiert; Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	47
SAN REMO 	AV96 NS96	AV NS	22 – 40 22 – 45	Schwarz	Glattleder, perforiert; Nubukleder	Textil	EVA-Keil mit Gummilaufsohle, schwarz	Klettverschluss	49

- OT2 ORTHESE (< 4 MM WANDSTÄRKE)
- OT5 ORTHESE (4 – 6 MM WANDSTÄRKE)
- OT8 ORTHESE (7 – 10 MM WANDSTÄRKE)
- OT ORTHESE (3 – 4 MM WANDSTÄRKE)
- NS NORMALSCHUH
- AV ANTIVARUS
-  3-WEITENSYSTEM
-  NEUHEIT
-  ANTIVARUS

* Nicht mehr in allen Varianten verfügbar – bitte den Bestand telefonisch oder online abfragen.

WIR SIND FÜR SIE DA!

MO. – DO. 08.00 – 17.30 UHR

FR. 08.00 – 16.00 UHR

T: +49 (0)7021 738 30 - 0

info@perpedes.de



WWW.PERPEDES.DE

Bestellung und Beratung:

Mo. – Do.: 8.00 Uhr – 17.30 Uhr

Fr.: 8.00 Uhr – 16.00 Uhr

T. +49 (0)7021 738 30-0

F. +49 (0)7021 738 30-298

info@perpedes.de

Adresse für Rücksendungen

Perpedes GmbH

Tannenbergr. 139

D-73230 Kirchheim/Teck

Germany



8 THERAPIESCHUHE 2022